



Brystproteser og Undertøj

Indhold

NordiCare er et førende svensk firma indenfor medicintekniske produkter med kunder indenfor pleje og rehabilitering i hele Norden.

Vi designer og markedsfører omhyggeligt udvalgte produkter og løsninger. Vores vision er at skabe produkter, der tilfører værdi for vores kunder og som kan bidrage til en bedre sundhedspleje.

+
NordiCare®

LINGERIE BY NORDICARE

Undertøj.....	06-17
Vælg den rigtige BH-størrelse.....	18-19

BRYSTPROTESER

Efter operation.....	20-21
Delproteser.....	22-25
Letvægt.....	26-33
Fuldvægt.....	34-35
Aktivitet.....	36
Brystvorter & tilbehør.....	37
Størrelsесguide.....	38-39





Brystproteser og Lingerie

Lingerie by NordiCare er et specielt BH-sortiment.

Med omhyggeligt udformet design og specielt udvalgte smukke materialer, har vi skabt undertøj, som du kan nyde og føler dig bekvem i. Vi har stor erfaring i, at designe produkter til kvinder, der gennemgår forskellige typer af brystoperationer såsom mastektomi, sektorkirurgi, brystreduktion, rekonstruktion og brystforstørrelse. Vi ved, at det er især vigtigt for dig, der er bryst-opereret at finde en BH, der passer godt og også er behagelig at have på.

Trulife brystproteser findes i mange former og størrelser for at passer til alle individuelle behov. Trulife lægger stor vægt på forskning og udvikling. Sammen med verdens førende producent af silikone og andre hudvenlige materialer, produceres proteser med maksimal komfort, pasform og kvalitet.

Vi mener at, det skal føles sikkert at vælge BH og brystprotese - se vores fulde sortiment af nøje udvalgt undertøj og brystproteser i dette katalog.



BH direkte efters operation

En støttende BH skal altid bruges straks efter alle typer brystkirurgi. I vores sortiment finder du flere modeller af post-op BH, som giver støtte og aflastning efter brystkirurgi. En korrekt tilpasset BH giver smertelindring, hvilket er afgørende for helingen og bidrager til et bedre resultat.

NordCares post-op BH bliver lukket foran og er justerbar for, at være let at tage af og på når du er øm og hævet. Alle vores BH er designet til, at yde ordentlig støtte, materialerne er bløde og designet er sømløst for ikke at irritere det opererede område.

MIRABELLE

31144 hvid & sort

BH art nr 31144-09, hvid, S-2XL
BH art nr 31144-00, sort, S-2XL

BH: 91% polyamid, 9% elastan.
 Lommer til vat / protese.

MIRABELLE QUEEN

31145 hvid

BH art nr 31145-09, hvid, 3XL-4XL

BH: 94% polyamid, 6% elastan.
 Lommer til vat / protese.



MIRA TRUSSE

31142 hvid

Trusse art nr 31142-09, hvid, S-2XL

Trusse: 91% polyamid, 9% elastan.

Mirabelle

Sømløs og super blød BH der lukkes foran. Integreret kompression bidrager til optimal funktion i hele helbredsperioden. Lukning foran og justerbare skulderstropper der kan åbnes på forsiden gør det nemt, at tage BH af og på direkte under operationen.

Lommer til vat / protese.

Bruges direkte efter alle typer brystoperationer - brystbevarende kirurgi, mastektomi, reduktion, forstørrelse, rekonstruktion og også ved strålebehandling. Integreret kompression i forskellige zoner giver støtte og bidrager til en god helingsproces. Giver smertelindring og reducerer hævelse og risiko for serom.



Justerbare skulderstropper med mulighed for at åbne fortil, let at tage af og på umiddelbart ved operationen.



Kan åbnes fortil med hægter, justerbar i to trin.



Illustration over den integreret kompression - støtte omkring bryst og under arm bidrager til en god helingsproces.



Bryderrig, brede sider og justerbare skulderstropper. Blød, bred sømløs kant under brystet.





Mio

Brystbånd til brug efter brystforstørrelse eller rekonstruktion. Positionere og stabiliser brystimplantatet. Kan også bruges efter axil-rydning, da en øget kompression ønskes højt oppe i armhulen for at mindske risikoen for hævelse.

Åbning og justerbar foran med velcro. Båndet er 7,5 cm bredt, størrelsen er universel, da velcro-låsen fastgøres over hele båndet yderside.

MIO

31146 hvid & sort

MIO art nr 50223-09, hvid, universal.

MIO art nr 50223-00, sort, universal

Bryst-bånd: 70% polyamid, 30% elastan.



Sandra

Sømløs BH i smukt design. Integrerer kompression i forskellige zoner og brede skulderstropper giver god støtte. Vælg en lille eller stor skål for perfekt pasform.

Bruges som en blød hverdags BH efter alle typer brystkirurgi, især egnet til dig, der har fået brystforstørrelse med implantater og leder efter en BH uden bøjler.

Lommer til evt. indlæg / protese tilbyder også dig, der har fået lavet en rekonstruktion, brystbevarende kirurgi eller mastektomi en blød og behagelig BH. Egnet til at bruge i dagtimerne lige efter brystforstørrelse med implantater til den yngre / mindre kvinde, der ikke har brug for så meget støtte.

SANDRA

31147 hvid & sort

BH art nr 31147-09, hvid


BH art nr 31147-00, sort

Lille skål A-C S-2XL

Stor skål D-F S-2XL

BH: 79% polyamid, 11% elastan, 10% polyester.

Lommer til vat / protese.



Åbningsbar bagtil med hægter.
Justerbare skulderstropper.



Flot design med dybere
udringning.



Victoria

Post-op BH med uelastisk / rigid skål, justerbar midt for med tre-trins hægte / krog. Brede polstrede skulderstropper, som justeres på forsiden. Bredt elastikbånd i nederste kant for ekstra støtte.

Brug straks efter brystforstørrelse med implantater, når der ønskes en ekstra stabil støtte. Også egnet til brystreduktion eller løft.

VICTORIA

31146 hvid & sort

BH art nr 31146-09, hvid



65 E-G, 70 D-G, 75 C-F, 80 C-E, 85 C-D

BH art nr 31146-00, sort

65 D-G, 70-75 A-F, 80 A-E, 85 A-D, 90-95

A-C

BH: Polyamid 70%, Elastan 15%, Bomull 15%. Latexfri.



Åben front med hægte,
justerbare i tre trin.



Bryderrg, brede sider og justerbare
skulderstropper. Bred kant under
brystet.

Klara

Kompression BH til behandling af lymfødem, hævelse eller efter brystoperation, når der ønskes ekstra kraftig kompression, såsom brystreduktion.

Ekstra højt skåret under arm, over ryg og midt foran. Åben front med hægte, justerbare i tre trin. Justerbare skulderstrop der kan åbnes foran, let at tage af og på umiddelbart ved operationen. Lommer til vat / protese.

KLARA


31148 hvid

BH art nr 31148-09, hvid

S-2XL

BH: 83% polyamid, 11% elastan,
6% polyester.

Lommer til vat / protese.



Højt skåret midtfor, brede justerbare skulderstropper.



Ekstra bred over ryggen og højt
skåret under arm.





Lina

Sømløs og super blød BH tanktop. Integreret kompression giver god støtte. Lommer på begge sider til vat / protese.

Passer til alle, der ønsker en god støtte uden irriterende sømme / bøjler og alternativ til BH. Brug hver dag eller som dejligt nattøj.

LINA

31141 hvid

BH-tanktop art nr 31141-09, hvid, S-2XL.

BH Tank: 87% polyamid, 13% elastan.

Lommer til vat / protese.



Felicia

Bøjleløs BH, i blødt Mikrofiber materiale. Faste cup-skåle, brede og justerbare skulderstrøpper, lukning og justering ved 3 rækker af hægter i ryggen.

Anvendes efter brystløft / reducering af bryst eller til alle som ønsker en behagelig BH uden bøjler. Støtter og holder brystet på plads.

FELICIA


31151 hvid

BH art nr 31151-09, hvid,

70 C-E, 75-80 C-G, 85-90 C-D.

BH: Polyamid 95%, Elastan 5%. Latexfri.





Lova

Blød smuk BH med indsatte blonder og lomme i begge sider. Til dig der ønsker en blødere BH med mindre støtte. Dækker lidt mere fortil for, at skjule eventuelt strålebeskadiget hud.

LOVA

31160 hvid

BH art nr 31160-09, hvid
75–95 A-E.

BH: 85% polyamid, 15% elastan.
Lommer til vat / protese.

Saga

Stabil og behagelig BH med smukke blonder. Vidunderlig pasform og perfekt støtte, også til den større buste. Brede polstrede skulderstroppe og lommer på begge sider til indlæg / løs protese. Fremragende til dig, der anvender løse proteser / indlæg, men også efter brystløft eller brystreduktion, når BH'en giver god støtte.

SAGA

31122 hvid

BH art nr 31122, hvid
80–105 A, 75–105 B, C, D, E.
BH: 85% polyamid, 15% elastan.
Lommer til vat / protese.

Saga er perfekt til
dig med større byste.
Fås i størrelser op til
105 E.



Stabil med brede skulderstroppe.
Mange forskellige størrelser, også til
større byste.



Brede justerbare skulderstroppe.
Fast og bekvem support rundt om.





Vera

Blød og komfortabel BH i microfiber med blomster broderi. Brede stropper og højere halsudskæring giver en god pasform. Lomme i begge sider til indlæg / løs protese.

VERA 31120 hvid & sort

BH art nr 31120-09, hvid
BH art nr 31120-00, sort
75-90 A, 70-90 B, C, D.
BH: 79% polyamid, 12% elastan, 9% viskos.
Lommer til vat / protese.



Smukke broderier og god pasform.

VERA TRUSSE 31121 hvid

Trusse art nr 31121-09, hvid, S-XL
Trusse: 74% polyamid, 14% elastan,
12% viskos.



Emma

Bøjleløs komfortabel BH i blødt mikrofibermateriale med brede og justerbare skulderstropper. Høj udskæring og bred støtte under armhulen giver en god pasform. Lommer på begge sider til vat / protese.

EMMA 31123 hvid

BH art nr 31123, hvid
70 B-D, 75-95 A-D.
BH: 95% polyamid, 5% elastan. Latexfri.
Lommer til vat / protese.



Krog og hægte lukning på ryggen, 3x3 rækker.



Vælg den rigtige BH-størrelse


Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse til BH for optimal understøttelse. Dette gælder især for en BH som skal bruges umiddelbart efter operationen, eller hvis du bruger et indlæg / løs protese i lommen. Efter en brystoperation anbefaler vi altid en professionel afprøvning af både brystprotese og BH.

Vejledning til den korrekte BH størrelse

Find den rigtige størrelse ved hjælp af vores størrelsesguide.

1.Ta ét stramt omkredsmål under busten. Rund op til nærmeste 5tal
(en omkreds på 78 cm giver en BH størrelse på 80) = mål X.

cm	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92
Størrelse	70	75	80	85	90



2. Ta ét løst mål fra brystbenet over brystet højeste punkt til midten af ryggen. Gang denne måling med 2 = mål Y

3. Forskellen mellem mål Y og mål X giver skål størrelsen.
(mål Y - mål X = skål størrelse).


Forskel	13	15	17	19	21
skål størrelse	A	B	C	D	E

Størrelsesguide BH i størrelse S-XXL - MIRABELLE, MIRABELLE QUEEN, LINA.

	cm	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
Skålstørrelse	AA														
A	S														
B															
C	M	L	XL	2XL											
D															
E															
F															
G															
<hr/>															
S-2XL: MIRABELLE								3XL-4XL: MIRABELLE QUEEN							

Størrelsesguide BH i størrelse S-XXL, A-C/D-F - SANDRA

	cm	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Skålstørrelse	A										
B	S (Skål A-C)	M (Skål A-C)	L (Skål A-C)	XL (Skål A-C)	2XL (Skål A-C)						
C											
D											
E	S (Skål D-F)	M (Skål D-F)	L (Skål D-F)	XL (Skål D-F)	2XL (Skål D-F)						
F											



Direkte efter operation

Vi har en bred vifte af fjerlette primær proteser der anvendes direkte efter operation. Indlægget er også velegnede til brug under og efter strålebehandling, ved lymfødem og andre situationer, hvor du vil have en meget let indlæg / protese. Vælg mellem indlæg med blød skumkerne eller med udtagelig vat.

Alle indlæg passer i vores postoperative BH, læs mere om BH til brug umiddelbart efter operation på side 6-11.

Indlæg med blød skumkerne

Let blød skumkerne, der holder formen.



30615 FEATHERWEIGHT

Symmetrisk dråbeform

Størrelser 1-14

- Kerne af let skum.
- Dråbe form, der dækker og udjævner.
- Anbefales direkte efter operationen.



30616 TRI-FEATHERWEIGHT

Symmetrisk triangelform

Størrelser 1-14

- Kerne af let skum.
- Triangelform der passer til forskellige kropsformer og operationsar.
- Anbefales direkte efter operationen.



30611 TRI-LEISURE FORM

Symmetrisk triangelform

Størrelser 3-14

- Kerne af let skum. Indeholder en tyngde for ekstra vægt.
- Triangelform som passer til forskellige kropsformer og operationsar.
- Anbefalet til brug som supplement til almindelig silikone proteser, f.eks. til fritiden.

Indlæg med vadd

Størrelser/vadd justeres enkelt ved at tilføje eller fjerne fiberfyld.



30605 SOFTIES

Symmetrisk triangelform

Størrelser 2-7

- Tekstil protese fyldt med vat.
- Triangelform der passer til forskellige kropsformer og kirurgi områder.
- Størrelsen kan let varieres ved at fjerne vat gennem lommen på protesens bagside.
- Anbefalet direkte efter operation.





Delproteser

Trulife tilbyder et komplet sortiment af delproteser og indlæg i silikone som er designet til at udfylde ujævnheder efter lumpektomi, brystbevarende kirurgi eller rekonstruktion. De kan også anvendes til at udfylde en lille buste, hvis brystet er forskelligt udviklet eller hvis man vil have en bedre form på bisten.

Vores delprotese i medicinsk silikone har en let fastgørelsesevne og ligger sikkert på plads mod hud / BH uden at glide.

ReCover Shell er specielt designet at anvende ved brystrekonstruktion med expander. Størrelsen kan ændres ved at fjerne lag for lag, hvorefter ekspanderingen bliver større. For ReCover se side. 24-25.

Partial - Delproteser i traditionel fyldig silikone.



30533 TRIANGULAR PARTIAL
Symmetrisk triangelform
Størrelser 3 - 9

- Triangelform som dækker og udjævner.
- Traditionell silikon.

30355 TEARDROP PARTIAL
Symmetrisk dråbeform
Størrelser 1-11


- Dråbeformet, der dækker og udglatter.
- Traditionell silikon.
- Kan positioneres i enhver retning for optimal pasform.

Impressions shell - delproteser i medicinsk silikone.



30110 IMPRESSIONS SHELL PARTIAL
30111 IMPRESSIONS SHELL ENCORE
Symmetrisk triangelform
Størrelserne S, M, L, XL

- Trekantformet tynd skal i medicinsk silikone uden plastfilm rundtom.
- Ligger trygt på plads i BH, fæster endda direkte mod huden.
- Den tynde kant giver en ubemærket overgang mellem proteser og hud.
- Integreret areola og brystvorte giver et mere naturligt udseende.
- Fås i lys 30110 eller mørk silikone 30111.



ReCover™

genoprettelse af balance og symmetri

ReCover™ er en serie af delproteser fremstillet af blød hudvenlig medicinsk silikone. Forskellige former muliggør perfekt tilpasning til genoprettelse af balance og symmetri efter brystkirurgi.

Modeller med flere lag af silikone, som kan fjernes gør, at størrelsen kan varieres i et og samme produkt. Ideel til brug i rekonstruktionsprocesser sammen med ekspanderbar protese - protesestørrelsen reduceres ved, at fjerne de forskellige lag hvorefter ekspanderingen korrigeres.

Meget tynde kanter giver en upåfaldende overgang mellem hud og protese. Den medicinske silikone har en naturlig nem adhæsion, ligger sikkert på plads mod huden /BH uden at glide.

ReCover - delproteser i medicinsk silikone.



30822 ReCover SHELL
Symmetrisk triangel form
Størrelser S-XL Tre forskellige lag

- Triangulær form skaber en naturlig form af brystet.
- Tre forskellige lag, som tillader fleksibilitet af størrelse / under en ekspanderbarproces eller forskellige fyldighed som delprotese.
- Fire størrelser.

ReCover Shell til brug i en trinvis genopbygningsproces af et bryst. Protesen består af tre forskellige lag og størrelsen af protesen tilpasses til bryststørrelsen ved, at fjerne de forskellige lag som ekspanderbar protese / brysts størrelse bliver forøget.

ReCover Shell kan også anvendes som triangelformet delprotese efter forskellige former for brystoperationer hvor brysts størrelse/symmetri skal justeres.



30823 ReCover OVERLAY
Symmetrisk oval form
Størrelser M-L To forskellige lag

- Oval form, der let tilpasses i fyldighed for tilfredsstillende symmetri.
- To lag gør at protesens størrelse er fleksibel da det indre lag kan fjernes ved behov.
- To størrelser.

ReCover Overlay er ideel at anvende som delprotese efter sektorkirurgi, genopbygning eller efter forskellige typer brystoperationer når bryststørrelse / symmetri behøver justering.



30824 ReCover ENHANCER
Symmetrisk buet form, "push-up"
Størrelser M-L En lager

- Giver mulighed for, at genskabe kløft eller at udfylde ujævheder.
- To størrelser.
- 2-pak

ReCover Enhancer er en ideel protese efter sektorkirurgi med en form som passer til, at placere som "push-up" under / på siden af brystet. Giver en naturlig form uden, at dække hele brystet. Anatomisk buede form gør det muligt, at placere protesen på forskellige måder.



Letvægts- proteser

Blød, let og naturlig

- Sådan skal en letvægtsprotse føles!

Vores letvægtsproteser føles naturlige mod huden og er næsten halvt så lette som traditionelle silikone proteser.

På de følgende sider kan du læse mere om vores letvægtsproteser. Vi har opdelt dem i tre familier: Silk, BodiCool, Medicinskt silikone

Silk - silkeblød & naturlig

Vores mest populære letvægtsprotese!

En meget populær letvægts protese, blød og følsom med god pasform.

Blød og naturlig

Har en mat og silkeblød overflade, der giver en meget blød og naturlig fornemmelse.

Forskellige former,

Silk kommer i mange forskellige former, fyldighed og størrelser.



30485 SILK CURVE

Symmetrisk triangelform
Størrelser 2-14
Mindre fyldig

- Trekantsform med bredere base.
- En tynd øvre top gør overgangen mellem hud og protese næsten usynlig.
- Protesens profil passer til det modne bryst, tynd opadtil og fyldigere nedadtil.
- Velegnet til både bøjle og normal BH.



30471 SILK TRIANGLE

30483 SILK ENCORE TRIANGLE (mørkere hudtone)
Symmetrisk triangelform
Størrelser 1-17
Mindre fyldig - medium fyldig

- Alsidig triangelform passer forskellige kropsformer og operationsar.
- Velegnet til både bøjle og almindelig BH.
- Konkav bagside skjuler evt. overskydende væv.
- Fås i både en lysere 30471 og mørkere 30483 hudtone.



30477 SILK FLEX

Symmetrisk hjerteform
Størrelser 1-14
Medium fyldig - fyldig

- Alsidig hjerte form som kan placeres i enhver retning for optimal pasform.
- Egnet til bøjle BH.





30481 SILK ULTIMA TRIANGLE

Symmetrisk triangelform

Størrelser 1-14

Medium fyldig - fyldig

- Alsidig triangelform passer forskellige kropsformer og operationsar.
- Fyldigere model end 30471.
- Velegnet til både bøjle og almindelig BH.



30473 SILK TEARDROP

Symmetrisk dråbeform

Størrelser 1-14

Medium fyldig - fyldig

- Dråbeform.
- Kan placeres i enhver retning til optimal pasform.



30475 SILK A SUPREME

Asymmetrisk

Størrelser 1-14 V/H

Medium fyldig - fyldig

- Asymmetrisk form som erstatter væv højt op på brystet og under armen.
- Konkav bagside.
- Anbefales til bilateral kirurgi eller når fyldte under arm er påkrævet.

Silk Connect

- Som en del af dig

Klæber direkte til huden

Hudvenlig og selvklæbende silikone overflade.

Følsom ved bevægelse

Integreret distanstextil i kontaktfladen for øget følsomhed.

Let at tage af og på

Ingen vedhæftning i den midterste sektion gør det nemt at fjerne Silk Connect.



30476 SILK CONNECT

Symmetrisk triangelform

Størrelser 1-10

Mindre fyldig- medium fyldig

- Protese med selvklæbende silikoneoverflade, der klæber til huden.
- Alsidig triangel form passer forskellige kropsformer og operationsar.
- Velegnet til både bøjle og almindelig BH.
- Kan bæres fæstet mod huden eller i BH.
- Fastgør de bløde skjold på bagsiden af protesen, når den anvendes i BH'en.





BodiCool

- Kølig & behagelig

BodiCool WAVE er en sval og fløjsagtig blød letvægtsprotese i triangelform. Et afkølende lag af TruCool Gel på indersiden af protesen absorberer overskydende varme fra kroppen. Det bølgeformede design ger cirkulation mellem huden og protesen og tillader huden at ånde. BodiCool WAVE tilbyder flere funktioner til den bedste komfort- let og kølig fornemmelse.

Kølig og behagelig hele dagen


Et dækkende overfladelag af TruCool Gel gør, at BodiCool Wave har en kølende effekt på hele kontaktfladen mod din hud, hvilket giver dig større komfort.

Tillader huden at ånde

Overfladelagets bølgemønster ger cirkulationen mellem hud og protese, hvilket resulterer i en ventilationsfunktion og tillader huden at ånde.

Maksimal komfort

Letvægtssilikone for maksimal komfort. Den matte silke-glatte overflade giver en blød og naturlig fornemmelse.



30495 BODICOOL WAVE TRIANGLE

Symmetrisk triangel form

Størrelser 1-14

Medium fyldig – fyldig

- Triangelform som passer forskellige kropsformer og operationsar.
- Velegnet til både bøjle og almindelig BH.
- Kold gel på overfladen mod kroppen.

30490 BODICOOL TRIANGLE


Symmetrisk triangel form

Størrelser 1-14

Fyldig

- Triangelform som passer forskellige kropsformer og operationsar.
- Fyldigere model end 30495.
- Velegnet til både bøjle og almindelig BH.
- Kold gel-puder på overfladen mod kroppen.

Hvad gør **BodiCool** så sval?





Sublime & Impressions

- Superlet

Tryg og naturlig

Hudvenlig medicinsk silikone i 3 lag giver en tryg følelse og et naturligt udseende.

Sval og skøn

Ventilationshuller på bagsiden for optimal ventilation.

Superlet

Perforeret kerne gør protesen let og bekvem. 35% lettere end en standard letprotese.

Sublime og Impressions er de letteste og mest naturlige brystproteserne på markedet. Med medicinsk silikone uden plastfolie omkring opfattes de meget køligere end en konventionel protese. Fane-formet bagside tillader protesen at ånde og giver en ventilerende effekt mod huden samtidig med den giver behagelig massage.

Fæstner sig trygt mod huden og den naturlige kropsnære følelse forstærkes yderligere af de bløde udfasede kanter hel uden film som gør overgangen imellem hud og protese næsten usynlig. Bryst vorten og areolo er integrerede i protesen. Bær gerne protesen direkte mod huden for at opleve den perfekte pasform, eller bær den i BH lommen.




30151 SUBLIME ARÍS TRIANGLE

Symmetrisk triangel form

Størrelser 3-12

Mindre fyldig – medium Fyldig

- 100% ren hudvenlig silikone i tre lag.
- Fane-formet bagside giver ventilation og massage.
- Perforeret kerne gør protesen let og bekvem.
- Forsænkede kanter gøre overgangen næsten usynlig.
- Integreret areola og brystvorte.



30101 IMPRESSIONS TRIANGLE II


30102 IMPRESSIONS TRIANGLE II ENCORE

Symmetrisk triangel form

Størrelser 4-12,

Mindre fyldig – medium Fyldig

- 100% ren silikone.
- Føles fastere / fyldigere end Sublime.
- Ventilationshuller på bagsiden for optimal ventilation.
- Integreret areola og brystvorte.



Tungere balance

Den lidt tungere silikone er blød, giver fin balance og bevæger sig som et bryst skal gøre.

NOVA BH-tank

31101 crème

BH-tank art nr 31101, nude

75-90 B-D.

BH-tank: 73% polyamid, 15% elastan, 12% bomull.

Lommer til vat / protese.

Fuldvægtsproteser

Blød og bevægende

Blød og bevægende silicone, meget lig naturligt brystvæv.

Balance

Giver en naturlig og tung vægtbalance. Passer dig med mindre buste.



30571 BELLA

Symmetrisk triangel form

Størrelser 3-14

Mindre fyldig - medium fyldig

- Triangelform som passer forskellige kropsformer og operationsar.
- Et lag silikone giver en naturlig siluet og form.



30344 E SUPREME

Symmetrisk dråbeform

Størrelser 1-17

Medium fyldig - fyldig

- Dråbeform som kan placeres i alle retninger for optimal pasform.
- Et lag silikone giver en naturlig siluet og form.

Aktivitet

ActiveFlow er et perfekt valg til bad, sportsaktiviteter eller når man ønsker en ekstra let og behagelig protese.



ActiveFlow - Designet til en aktiv livsstil

Åndbar og hurtig tørrende

Hurtigtørrende tekstil materiale. Lette vandresistente perler.

Lav vægt

Super let og komfortabelt.

Naturlig profil

Følger kroppens bevægelser. Passer til både sports-BH og almindelig BH.



30630 ACTIVEFLOW

Symmetrisk triangelform

Størrelser 3-14

- Lette monoprene perler, der tørrer hurtigt og ikke absorberer vand.
- Perlernes bevæger og formes naturligt, selv når du ligger ned.
- Omslag i hurtigtørrende stof.
- Leveres i en vandtæt satinpose, perfekt til den våde badedragt eller fugtig protese.



Brystvorter & tilbehør

30570

BRYSTVORTER

Fleste størrelser og flere farver.

- Naturlige brystvorter i silikone som fastgøres mod bryst protese eller huden efter fx en rekonstruktion.
- Fås i forskellige farver og størrelser.
- Ved anvendelse, fugt bagsiden og placering af brystvorten.
- Sælges parvis



30570-00

TESTKIT

6 prøver af brystvorter.

Art.nr.	Diameter mm	Farver	Brystvorte/højde	Model nr.
30570-09-40	45	Lys	Small	57001
30570-09-50	45	Lys	Medium	57002
30570-09-60	45	Lys	Large	57003
30570-08-40	45	Mellem	Small	57004
30570-08-50	45	Mellem	Medium	57005
30570-08-60	45	Mellem	Large	57006
30570-00-40	45	Mørk	Small	57007
30570-00-50	45	Mørk	Medium	57008
30570-00-60	45	Mørk	Large	57009
30570-19-40	55	Lys	Small	57010
30570-19-50	55	Lys	Medium	57011
30570-19-60	55	Lys	Large	57012
30570-18-40	55	Mellem	Small	57013
30570-18-50	55	Mellem	Medium	57014
30570-18-60	55	Mellem	Large	57015
30570-10-40	55	Mørk	Small	57016
30570-10-50	55	Mørk	Medium	57017
30570-10-60	55	Mørk	Large	57018

00005 IT STAYS

- Vandopløseligt kropslim.
- Roll-on-applikator spids.
- 12 flasker / pakke.



C0097/30097

COMFY STRAPS

- Skulderbeskyttelse i silikone, aflaster tryk på skulderen, så BH-stroppen ikke gnaver. Forhindrer, at BH-stroppen glider.
- Diskrete, ses ikke under tøjet. Faestnes nemt under BH-stroppen.
- Onesize, sælges i par. Fås i transparent: C0097 og nude: 30097.



Hvordan anvendes størrelsesguiden

- For at finde den rigtige protese, vælger du først skålstørrelse.
- Følg kolonnen ned til den korrekte størrelse under bysten.
- Følg derefter linjen til højre til den korrekte protesetype og din størrelse.
(Se markerede eksempel 75B nedenfor)


Letvægt										Fuldvægt										Aktivitet	Efter operation				Delproteser				
ART.NO.		NAVN		FORM		FARVE		STØRRELSE		SIDETAL		30151	30101 30102	30571	30344	30630	30611	30615	30616	30605	30110 30111	30534	30533						
▲ Triangelform	● Oval form	◆ Dråbeform	♥ Hjerteform	□ Asymmetrisk	● Eclipse	● Lys	● Cocoa	2-14	1-17	1-14	1-14	1-14	1-14 L/R	1-10	1-14	1-14	Sublime Aris	Impressions II	Bella	E Supreme	ActiveFlow	Tri- Leisure	Feather- weight	Tri- Feather- weight	Softies	Impressions Shell Partial	BodiCool Partial Triangle	Triangle Partial	
● Oval form	● Oval form	● Dråbeform	● Hjerteform	□ Asymmetrisk	● Eclipse	● Lys	● Cocoa	27	27	27	28	28	28	29	30-31	30-31	● Oval form	● Oval form	● Oval form	● Oval form	● Oval form	● Oval form	● Oval form	● Oval form	● Oval form	● Oval form	● Oval form	● Oval form	
Størrelsesguide																													
PROFIL										Mindre fyldig	Mindre fyldig til medium	Medium til fyldig	Fyldig	Mindre fyldig til medium	Medium til fyldig	Mindre fyldig til medium	Medium til fyldig	Medium	Mindre fyldig til medium	Medium	Mindre fyldig til medium	Medium til fyldig	Mindre fyldig til medium	Medium til fyldig	Mindre fyldig til medium	Medium til fyldig	Mindre fyldig til medium		
SKÅLSTØRRELSE										▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		
AA	A	B	C	D	DD	DDD/E																							
MÅL UNDER BUSTEN (CM)										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
60										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
65	60									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
70	65	60								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
75	70	65	60							5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
80	75	70	65							6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
85	80	75	70	65						6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
90	85	80	75	70						7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
95	90	85	80	75	70					8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
100	95	90	85	80	75					9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
105	100	95	90	85	80	75				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
110	105	100	95	90	85	80				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
115	110	105	100	95	90	85				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
120	115	110	105	100	95					13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	120	115	110	105	100					14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		120	115	110	105	100				15																			
			120	115	110	105	100			16																			
				120	115	110	105	100		17																			

Definition af profilen

 **Minde:** Brystvævet er samlet i den nedre del af skålen, ofte moden kvinde med blødt brystvæv.

 **Middel:** Lige meget brystvæv i den nedre og øvre del af brystet, et lidt rundere udseende i den øvre del.

 **Fyllig:** Rund brystform, som kræver en fyldig protese til at fyde både den nedre og øvre del af skålen.



Vi på NordiCare vil have det skal
føles trygt, at vælge BH og
brystprotese.

**Velkommen til at se hele vores udvalg af nøje
udvalgt undertøj og brystproteser!**

www.nordicare.se/dk

NordiCare® 